



Diese App lädst du dir bitte aus deinem Appstore runter.
Die Inbetriebnahme ist leicht. Du scannst den Healy mit dem QR-Code auf der Rückseite ein. Bestätige alles (Standortfreigabe, etc.) und schon kann es losgehen!



Hier ein paar Kurz-Hinweise zu deinem Leih-Healy und der Anwendung in der pinken App:

- Achte darauf, ausreichend Wasser zu trinken. Optimal ist ein Glas vor, während und nach der Anwendung eines Mikrostrom-Programms.
- Bei der Anwendung mit Kabeln sollten immer ca. 2 Stunden Pause zwischen zwei Programmen liegen, damit der Körper Zeit hat, mit den Frequenzen zu arbeiten.
- Es gelten bei den Mikrostromprogrammen der pinken App, wenn sie mit Kabeln angewandt wird, drei Kontraindikationen: Herzschrittmacher, Schwangerschaft und Epilepsie. Mit der (kabellosen) Coil ist eine Anwendung aber auch in diesen Bereichen in Ordnung.
- Die Klebe-Pads sollten nicht im Bereich der Halsschlagader oder Brust- bzw. Rückenbereich des Herzens angebracht werden. (Der Healy selbst darf natürlich am Kragen oder in der Hemdtasche platziert werden).
- Falls der Strom nicht messbar fließt, ist entweder die Haut zu trocken – dann vorher die Handgelenke befeuchten ODER die Stromintensität ist zu gering – dann kannst du mit + oder – unten in der Anzeige regulieren. Standardmäßig sind 15 % eingestellt. Der Mikrostrom sollte fließen, muss aber nicht spürbar sein. Wenn es unangenehm ist, bitte runterstellen.
- Im Gegensatz zu den Elektroden sollte der Healy selbst nicht nass werden. Bitte also darauf achten, dass er (bei Regen beispielsweise) geschützt getragen wird.
- Den Akkustand des Healy kannst du oben rechts erkennen. Bei neuen Geräten muss der Akku erst kalibriert werden, indem er vollständig aufgeladen und komplett entladen wird durch Benutzung.
- Der Akku ist leer, wenn er mehrmals hintereinander ganz schnell und kurz blinkt und direkt danach ausgeht. Dann bitte mit dem mitgelieferten Kabel in einem passenden USB-Stecker laden (z. B. das vom Smartphone). Während des Ladevorgangs leuchtet das grüne Lämpchen durchgängig. Der Akku ist voll, wenn das grüne Lämpchen erlischt.
- Das blaue Lämpchen blinkt, wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen Healy und Handy besteht.
- Nach einem Programmstart wird das Programm aus der Cloud auf deinen Healy übertragen. Das siehst du an dem Balken oben in der Anzeige. Nachdem du deine gewünschte Intensität eingestellt hast, kannst du die App im Hintergrund schließen (wegwischen). Damit trennst du die Bluetooth-Verbindung und das blaue Lämpchen geht aus. D. h. du benötigst dein Smartphone dann nicht mehr in deiner Nähe. Das Programm läuft trotzdem zu Ende. Das erkennst du am Blinken des grünen Lämpchens am Healy. Du kommst jederzeit über das Öffnen der pinken App wieder zurück ins Programm.
- Wenn kein Lämpchen blinkt, ist der Healy aus.
- Bitte sei achtsam mit dem Clip – optimalerweise befestigst du ihn an dünneren Stoffen.

Wende dich bei aufkommenden Fragen bitte an deinen Ansprechpartner.
Viel Freude und maximales Wohlbefinden für dich!



